

Wb、If/Icc、Elisa用抗Npas2ウサギポリクローナル抗体 - Q99743

商品番号: CM0019394

前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのNPAS2ウサギpAb（Q99743）。ヒトNPAS2を検出し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。概日リズムおよび転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NPAS2ウサギpAb
備考／別名	MOP4; PASD4; bHLHe9; NPAS2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4862
GeneID	4862
免疫原	合成ペプチド - ヒトNPAS2（NP_002509.2）のアミノ酸45～240内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q99743
タンパク質分子量	92kDa
輸送	保冷バッグ