

WbおよびElisa用 Anti-Npas3 ポリクローナル抗体 - Q8Ixf0

商品番号: CM0019573

前書き

ヒトNPAS3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト
およびラットNPAS3（約101
kDa）を検出します。神経発生および統合失調症研究
に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPAS3 ウサギ pAb
備考/別名	MOP6; PASD6; bHLHe12; NPAS3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64067
GeneID	64067
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNPAS3（NP_001158221.1）のアミノ酸400-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IXF0
タンパク質分子量	101kDa
発送	保冷バッグ