

Wb、If/Icc、Elisa用抗Npbポリクローナル抗体 - Q8Ng41

商品番号: CM0020207

前書き

ヒトNeuropeptide

Bに対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。疼痛および摂食研究を含む、神経科学およびがん研究のアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPB Rabbit pAb
備考/別名	L7; PPL7; PPNPB; NPB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	256933
GeneID	256933
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNPB (NP_683694.1) のアミノ酸1-125に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8NG41
タンパク質分子量	13kDa
配送	アイスバッグ