

Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Npc2（He1、Eddm1）ポリクローナル抗体 - P61916

商品番号: CM0028328



前書き

ヒトNPC2（HE1、EDDM1）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。コレステロール輸送やニーマンピック病C型の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPC2 ウサギpAb
別名	HE1; EDDM1; NPC2
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10577
遺伝子ID	10577
免疫原	ヒトNPC2 (NP_006423.1) のアミノ酸20～151番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61916
タンパク質分子量	17kDa
輸送方法	氷袋