


Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用 抗Npc2 モノクローナル抗体 - P61916

商品番号: CM0007627



前書き

ヒトNPC2を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。コレステロール輸送およびニーマン・ピック病C型の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ニーマン・ピック病C2型 (NPC2) ウサギ mAb
備考/別名	HEI; EDDM1; Niemann-Pick type C2 (NPC2)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10577
遺伝子ID	10577
免疫原	ヒトニーマン・ピック病C2型 (NPC2) 組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61916
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ