


Wb、Elisa用 Anti-Npff ポリクローナル抗体 - O15130

商品番号: CM0025786



前書き

ヒトNPFFに対する高品質ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ラットとの交差反応性あり、ニューロペプチド機能および疼痛調節研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPFF ウサギ pAb
備考/別名	FMRFAL; NPFF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8620
GeneID	8620
免疫原	ヒトNPFF (NP_003708.1) のアミノ酸34-113に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O15130
タンパク質分子量	12kDa
輸送	保冷バッグ