

抗Nphp4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - O75161

商品番号: CM0030783

前書き

ヒトNPHP4（ネフロシスチン-4）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、絨毛症や腎臓疾患研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPHP4 Rabbit pAb
備考／別名	POC10; SLSN4; NPHP4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	261734
GeneID	261734
免疫原	ヒトNPHP4（NP_055917.1）のアミノ酸1247～1426番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75161
タンパク質分子量	158kDa
発送方法	保冷剤