

Wb、Elisa用抗Nphs2ポリクローナル抗体 - Q9Np85

商品番号: CM0020171

前書き

ヒトNPHS2（ポドシン）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。糸球体透過性およびネフローゼ症候群研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPHS2 ウサギ pAb
備考・別名	PDCN; SRN1; NPHS2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7827
遺伝子ID	7827
免疫原	合成ペプチド ヒトNPHS2 (NP_055440.1) のアミノ酸300〜388番領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NP85
タンパク質分子量	42kDa
配送方法	アイスバッグ