

Anti-Nphs2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Np85

商品番号: CM0006699

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用、ヒトポドシン（NPHS2）を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ポドシンは腎臓の足細胞で発現し、糸球体濾過を調節します。ネフローゼ症候群の研究および診断に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPHS2 Rabbit mAb
備考/別名	PDCN; SRN1; NPHS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7827
GeneID	7827
免疫原	合成ペプチド - ヒトNPHS2 (Q9NP85) のアミノ酸284-383領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NP85
タンパク質分子量	42kDa
配送	アイスバッグ