


Wb、Elisa用 Anti-Npl ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bxd5

商品番号: CM0025706



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のAnti-NPLウサギポリクローナル抗体。ヒトN-アセチルノイラミン酸リアーゼを検出し、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。組換えタンパク質免疫原。シアル酸代謝研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPL Rabbit pAb
備考/別名	NAL; C112; NPL1; Clorf13; NPL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	80896
遺伝子ID	80896
免疫原	ヒト NPL (NP_110396.1) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9BXD5
タンパク質分子量	35kDa
配送	アيسバッグ