


ウェスタンブロット用 Anti-Nploc4 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tat6

商品番号: CM0028003



前書き

NPLOC4

ウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、ELISA）は、ユビキチン依存性タンパク質分解経路の主要構成要素であるヒト NPLOC4 を標的とします。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	NPLOC4 ウサギ pAb
備考/別名	NPL4; NPLOC4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55666
GeneID	55666
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TAT6
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷剤入り