

Wb、Elisa用 抗Npm3 ポリクローナル抗体 - O75607

商品番号: CM0020832

前書き

ヒトNPM3（ヌクレオプラスミン-3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。NPM3はクロマチンリモデリングとリボソーム生合成に関与しており、この抗体は核タンパク質研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPM3 ウサギ pAb
備考/別名	PORMIN; TMEM123; NPM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10360
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNPM3 (NP_008924.1) のアミノ酸30-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75607
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ