


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nppaウサギポリクローナル抗体 - P01160

商品番号: CM0014630



前書き

ヒトNPPA（ナトリウム利尿ペプチドA）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証されています。マウスおよびラットと反応します。心血管および腎臓研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPPAウサギpAb
備考／別名	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	4878
免疫原	合成ペプチド ヒトNPPA（NP_006163.1）のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P01160
タンパク質分子量	16 kDa
輸送条件	保冷バッグ