


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Nprl2 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wtw4

商品番号: CM0031045



前書き

ヒトNPRL2を標的とする高品質のウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウス、ラットとの交差反応性あり。GATOR1複合体およびmTORC1経路研究に必須。予測分子量44 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPRL2 ウサギ pAb
備考/別名	NPR2; NPR2L; TUSC4; FFEVF2; NPRL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10641
GeneID	10641
免疫原	ヒトNPRL2 (NP_006536.3) のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WTW4
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ