

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Npyウサギポリクローナル抗体 - P01303

商品番号: CM0026511



前書き

ヒトNPY（プロ神経ペプチドY）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウス、ラットと交差反応します。神経ペプチドYシグナル伝達および摂食行動研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPY Rabbit pAb
備考/別名	PYY4; NPY
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4852
遺伝子ID	4852
免疫原	組換えタンパク質[NPY（NP_000896.1）のアミノ酸29～97に対応する配列を含む組換え融合タンパク質]
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01303
タンパク質分子量	11kDa
輸送方法	保冷剤