

Wb、Elisa用 抗Npy4R ウサギポリクローナル抗体 - P50391

商品番号: CM0027128



前書き

ヒトNPY4Rを標的とする、WBおよびELISA用のNPY 4R ウサギpAbです。組換え免疫原（アミノ酸残基1-80）を使用しています。ヒトサンプルで検証済みです。分子量は42kDa、氷冷配送いたします。神経ペプチド受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPY4R ウサギpAb
備考・別名	Y4; PPI; PPYR1; NPY4-R; NPY4R
対象種	ヒト
GeneID	5540
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロット（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50391
タンパク質分子量	42kDa
配送方法	保冷剤梱包