

抗Npy5Rウサギモノクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q15761

商品番号: CM0011535

前書き

ヒトNPY5R (SWISS: Q15761) に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みであり、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。神経ペプチドY受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NPY5R ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	NPYR5; NPY5-R; NPY5-R; NPY5R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4889
遺伝子ID	4889
免疫原	合成ペプチド ヒトNPY5R (Q15761) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15761
タンパク質重量	51kDa
配送	アイスバッグ