

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Nqo1ウサギモノクローナル抗体 - P15559

商品番号: CM0006410



前書き

WB、IHC-P、IP、ELISA用

組換えウサギモノクローナルNQO1抗体。ヒト、マウス、ラットにおける内因性NQO1（~31kDa）を検出します。キノン代謝、酸化ストレス、プロテアソーム制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NQO1 ウサギ mAb
備考/別名	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMORI; NMORI; NQO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1728
GeneID	1728
免疫原	ヒトNQO1 (NP_000894.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15559
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ