

抗Nqo1ウサギモノクローナル抗体（Koバリデーション済）Wb、If-P、Elisa用 - P15559

商品番号: CM0002891



前書き

ノックアウト特異性が検証済みの、高品質なNQO1に対するウサギモノクローナル抗体です。ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光（IF-P）、ヒト・マウス・ラット試料を用いたELISAアッセイに適しています。キノン解毒、酸化ストレス、がん関連経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済] NQO1 ウサギmAb
備考・別名	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [KDバリデーション済] NQO1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1728
遺伝子ID	1728
免疫原	合成ペプチド ヒトNQO1（P15559）のアミノ酸1～100番以内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15559
タンパク質分子量	31kDa
発送方法	保冷剤