

Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用 抗Nqo1ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み） - P15559

商品番号: CM0007544



前書き

WB、IHC-P、IF-P、ELISA用KO検証済みNQO1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNQO1（31 kDa）を検出します。酸化還元生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] NQO1ウサギmAb
備考/別名	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; [KD検証済み] NQO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1728
遺伝子ID	1728
免疫原	ヒトNQO1 (NP_000894.1)のアミノ酸1-274に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15559
タンパク質分子量	31 kDa
発送	保冷バッグ