

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Nqo1 ウサギポリクローナル抗体 - P15559

商品番号: CM0015624



前書き

ヒトNQO1 (NAD(P)Hデヒドロゲナーゼ [キノン] 1) に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。酸化還元生物学およびがん研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NQO1 ウサギ pAb
備考/別名	DTD; QR1; DHQU; DIA4; NMOR1; NMORI; NQO1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1728
GeneID	1728
免疫原	ヒトNQO1のアミノ酸1-274に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000894.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15559
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ