

Wb、Elisa用抗Nqo2モノクローナル抗体 - P16083

商品番号: CM0009511



前書き

ヒトNQO2（キノン還元酵素2）に対するウサギモノクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。細胞の解毒経路やビタミンK依存性カルボキシル化の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NQO2 ウサギmAb
備考/別名	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4835
免疫原	合成ペプチド - ヒトNQO2（P16083）のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P16083
タンパク質分子量	26 kDa
発送	氷袋