

Wb、Elisa用抗Nqo2ポリクローナル抗体 - P16083

商品番号: CM0014404



前書き

WBおよびELISA用のNQO2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのNQO2（QR2）、解毒に関与する細胞質キノン還元酵素を認識します。ビタミンK代謝および解毒経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NQO2 Rabbit pAb
備考/別名	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4835
遺伝子ID	4835
免疫原	ヒトNQO2 (NP_000895.2) のアミノ酸1-231に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16083
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスバッグ