

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nqo2ポリクローナル抗体 - P16083

商品番号: CM0016468



前書き

ヒトNQO2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。解毒およびビタミンK合成におけるキノン還元酵素の研究に適しており、マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NQO2 Rabbit pAb
備考/別名	QR2; DHQV; DIA6; NMOR2; NQO2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	4835
GeneID	4835
免疫原	ヒトNQO2 (NP_000895.2) のアミノ酸1-231に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P16083
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	氷袋