

抗Nr0B1ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P51843

商品番号: CM0024477



前書き

ヒトNR0B1 (DAX1)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスとの交差反応性あり。核内受容体の共抑制およびHPA軸の発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR0B1 ウサギpAb
備考/別名	AHC; AHX; DSS; GTD; HHG; AHCH; DAX1; DAX-1; NROB1; SRXY2; NR0B1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	190
遺伝子ID	190
免疫原	ヒトNR0B1の1-260アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_000466.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51843
タンパク質重量	52kDa
配送	アイスバッグ