


WbおよびElisa用抗Nr1H4ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ri1

商品番号: CM0018062



前書き

ヒトNR1H4（FXR）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。胆汁酸受容体の研究や代謝性疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR1H4ウサギpAb
備考／別名	BAR; FXR; HRR1; HRR-1; PFIC5; RIP14; NR1H4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9971
遺伝子ID	9971
免疫原	組換えタンパク質；ヒトNR1H4（NP_001193922.1）のアミノ酸1～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q96Ri1
タンパク質分子量	56kDa
配送	保冷バッグ