


抗Nr1I3ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q14994

商品番号: CM0021277



前書き

NR1I3（CAR）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで実証済みです。核受容体シグナル伝達および生体異物応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR1I3 Rabbit pAb
別名	CAR; CAR1; MB67; NR1I3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9970
遺伝子ID	9970
免疫原	ヒトNR1I3（NP_001070948.1）のアミノ酸103～352番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14994
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤