

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Nr2C1 ウサギポリクローナル抗体 - P13056

商品番号: CM0030206

前書き

ヒトNR2C1（TR2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。67 kDaのオーファン核内受容体を検出。転写抑制、幹細胞、レチノイン酸シグナル伝達の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR2C1 ウサギ pAb
備考/別名	TR2; NR2C1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7181
遺伝子ID	7181
免疫原	ヒトNR2C1（NP_003288.2）のアミノ酸1-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P13056
タンパク質分子量	67kDa
輸送	保冷バッグ