

Anti-Nr2C2Ap ポリクローナル抗体 Wb、Elisa用 - Q86Wq0

商品番号: CM0016248

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体。ヒトNR2C2AP（NR2C2を介した転写活性化の核リプレッサー）に対応しています。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。遺伝子制御と核受容体シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR2C2AP ウサギpAb
別名	TRA16; NR2C2AP
対応種	ヒト
GeneID（ヒト）	126382
GeneID	126382
免疫原	ヒトNR2C2AP（NP_795361.1）のアミノ酸1-139番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q86WQ0
タンパク質分子量	16kDa
輸送方法	保冷剤