


Anti-Nr2C2/Tr4 ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用）- P49116

商品番号: CM0006395



前書き

ヒトNR2C2/TR4に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。核内受容体シグナル伝達、精子形成、および胚発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR2C2 / TR4 Rabbit mAb
備考/別名	TR4; TAK1; NR2C2 / TR4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7182
GeneID	7182
免疫原	ヒトNR2C2 / TR4 (NP_003289.2) のアミノ酸460-555に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P49116
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ