


WbおよびElisa用Anti-Nr2E1/Tlxモノクローナル抗体 - Q9Y466

商品番号: CM0005742



前書き

ヒトNR2E1/TLX（核内受容体TLX）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み；ヒト、マウス、ラットと交差反応します。脳の発生および網膜形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR2E1/TLX Rabbit mAb
備考/別名	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7101
GeneID	7101
免疫原	ヒトNR2E1 (Q9Y466) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y466
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋