


Wb、Elisa用 Anti-Nr2E1/Tlx ポリクローナル抗体 - Q9Y466

商品番号: CM0025228



前書き

ヒトNR2E1/TLX (Nuclear receptor TLX) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスに反応します。脳の発達、網膜生物学、核内受容体シグナル伝達の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	NR2E1/TLX ウサギ pAb
備考/別名	TLL; TLX; XTLL; NR2E1/TLX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7101
GeneID	7101
免疫原	ヒトNR2E1/TLX (NP_003260.1) のアミノ酸106-385に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y466
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷バッグ