

Ihc-P、Elisa用 抗Nr2F1ウサギポリクローナル抗体 - P10589

商品番号: CM0024592



前書き

ヒトNR2F1（COUP-TF I）に対するウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAで検証済み。ヒトとの交差反応性あり。遺伝子調節および核内受容体研究に有用。分子量：46kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR2F1 ウサギ pAb
備考/別名	EAR3; BBOAS; EAR-3; SVP44; BBSOAS; ERBAL3; COUPTF1; TFCOUP1; COUP-TFI; TCFCOUP1; NR2F1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7025
遺伝子ID	7025
免疫原	ヒトNR2F1（NP_005645.1）のアミノ酸60-180に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P10589
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ