


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Nr2F2ウサギポリクローナル抗体 - P24468

商品番号: CM0015251



前書き

ヒトNR2F2（COUP転写因子2）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAの各アプリケーションに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写調節や卵巣発生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR2F2 Rabbit pAb
略号/別名	ARPI; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII; NR2F2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7026
GeneID	7026
免疫原	ヒトNR2F2（NP_066285.1）のアミノ酸1-100番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24468
タンパク質分子量	46kDa
発送	保冷剤