


Wb、Ihc-P用 抗Nr5A2 ポリクローナル抗体 - O00482

商品番号: CM0018409



前書き

WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルNR5A2抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。肝臓発生、コレステロール代謝、B型肝炎ウイルス研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NR5A2 ウサギ pAb
備考/別名	B1F, CPF, FTF, B1F2, LRH1, LRH-1, FTZ-F1, hB1F-2, FTZ-F1beta, NR5A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2494
GeneID	2494
免疫原	ヒトNR5A2 (NP_995582.1) のアミノ酸300-541に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00482
タンパク質分子量	61kDa
発送	保冷バッグ