

抗Nrasウサギポリクローナル抗体 (Wb用) - P01111

商品番号: CM0028193



前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのNRASウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNRASを検出します。Ras-MAPK経路および腫瘍学研究に適しています。UniProt P01111。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRASウサギポリクローナル抗体
備考/別名	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; NRAS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4893
遺伝子ID	4893
免疫原	ヒトNRASのアミノ酸90-189の配列に対応する合成ペプチド (NP_002515.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01111
タンパク質重量	21kDa
配送	アイスバッグ