

## Wb・Elisa用抗Nrcamポリクローナル抗体 - Q92823

商品番号: CM0022845



## 前書き

WBおよびELISA用の抗NRCAMポリクローナル抗体（ウサギ由来）です。神経突起伸展およびランヴェィエ絞輪形成に必須な神経細胞接着分子である、ヒトおよびマウスのNRCAMを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 製品名       | NRCAM Rabbit pAb                                   |
| 備考／別名     | NEDNMS; NRCAM                                      |
| 対象種       | ヒト                                                 |
| 遺伝子ID（ヒト） | 4897                                               |
| 遺伝子ID     | 4897                                               |
| 免疫原       | ヒトNRCAM（Q92823）のアミノ酸25～115番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。 |
| 起源        | ウサギ                                                |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途        | WB、ELISA                                           |
| 交差反応性     | ヒト、マウス                                             |
| SWISS     | Q92823                                             |
| タンパク質分子量  | 144kDa                                             |
| 輸送方法      | 氷袋                                                 |