

Wb、Elisa用 抗Nrd1 ウサギポリクローナル抗体 - O43847

商品番号: CM0029928

前書き

ヒトNRD1（ナルジリシン）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAにおいて検証済み、マウスおよびラットとの交差反応性あり。軸索成熟、髄鞘形成、およびプロテアーゼ機能に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRD1 ウサギ pAb
備考/別名	NRD1; hNRD1; hNRD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4898
遺伝子ID	4898
免疫原	組換えタンパク質 ヒトNRD1 (NP_001095132.1) のアミノ酸160-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43847
タンパク質分子量	132kDa
輸送	保冷バッグ