

Wb、Elisa、Chip用 抗Nrf1 ウサギポリクローナル抗体 - Q16656

商品番号: CM0027256



前書き

WB、ELISA、ChIPで検証済みのNRF1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのNRF1を検出。組換え免疫原（アミノ酸240-449）。転写因子およびミトコンドリア生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRF1 ウサギ pAb
備考/別名	ALPHA-PAL; NRF1
種	ヒト
GeneID	4899
免疫原	ヒトNRF1 (NP_001035199.1) のアミノ酸240-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA、ChIP
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16656
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ