


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Nrf2ポリクローナル抗体 - Q16236

商品番号: CM0015730



前書き

ヒトNRF2（NFE2L2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。酸化ストレスおよび細胞保護研究に最適です。SWISS: Q16236。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRF2ウサギpAb
備考／別名	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4780
GeneID	4780
免疫原	ヒトNRF2（NP_006155.2）のアミノ酸243～400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16236
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷剤