


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Nrf2ポリクローナル抗体 - Q16236

商品番号: CM0014692



前書き

ヒトNRF2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。酸化ストレス、細胞保護、自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRF2 ウサギ pAb
備考/別名	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4780
GeneID	4780
免疫原	ヒトNRF2 (NP_006155.2) のアミノ酸366-605に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16236
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ