


抗Nrf2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - Q16236

商品番号: CM0014689



前書き

ヒトNRF2 (NP\_006155.2, Q16236) に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IF-P、IHC-P、ELISA用）。ヒト、マウス、ラットで検証済み。酸化ストレス、オートファジー、自然免疫の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                          |
|-------------|----------------------------|
| 製品名         | NRF2 Rabbit pAb            |
| 備考/別名       | NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH |
| 種           | ヒト                         |
| GeneID (ヒト) | 4780                       |
| GeneID      | 4780                       |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                   |
| 由来          | ウサギ                        |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                  |
| アプリケーション    | WB, IF-P, IHC-P, ELISA     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                 |
| SWISS       | Q16236                     |
| タンパク質重量     | 68kDa                      |
| 配送          | アイスバッグ                     |