


Anti-Nrg1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q02297

商品番号: CM0017200



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のNRG1ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞の成長、分化、および神経発達におけるNRG1-ERBBシグナル伝達を探索します。IVD研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRG1 Rabbit pAb
備考/別名	GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDF, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3084
GeneID	3084
免疫原	ヒトNRG1 (NP_039252.2) のアミノ酸1-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02297
タンパク質分子量	70 kDa
配送	アイスバッグ