

抗Nrg4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q8Wwg1

商品番号: CM0025628

前書き

ヒトニューレグリン4（NRG4）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。ERBBチロシンキナーゼシグナル伝達研究用の研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRG4 Rabbit pAb
別名	HRG4; NRG4
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	145957
遺伝子ID	145957
免疫原	ヒトNRG4（NP_612640.1）のアミノ酸1～100番内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WWG1
タンパク質分子量	13kDa
輸送方法	氷袋