


Wb、Elisa用 Anti-Nrip1 ポリクローナル抗体 - P48552

商品番号: CM0025175



前書き

NRIP1 (RIP140)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットティングおよびELISAアプリケーションに適しています。概日リズムおよび腎臓発生に参与する転写コレギュレーターである、ヒトおよびマウスのNRIP1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	NRIP1 Rabbit pAb
備考/別名	CAKUT3; RIP140; NRIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8204
GeneID	8204
免疫原	ヒトNRIP1 (NP_003480.2) のアミノ酸939-1158に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48552
タンパク質分子量	127kDa
輸送	保冷バッグ