

Anti-Nrip2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Bqi9

商品番号: CM0016869

前書き

ヒトNRIP2（核受容体相互作用タンパク質2）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRIP2 Rabbit pAb
備考／別名	NRIP2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	83714
遺伝子ID	83714
免疫原	ヒトNRIP2（NP_113662.1）のアミノ酸140～281番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BQI9
タンパク質分子量	31kDa
輸送方法	氷袋