


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Nrp2ポリクローナル抗体 - O60462

商品番号: CM0029180



前書き

ヒトNeuropilin-2

(NRP2/VEGF165R2)を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光法、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの標的を検出します。血管および神経研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRP2 Rabbit pAb
備考/別名	NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2, NRP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8828
遺伝子ID	8828
免疫原	ヒトNRP2 (NP_957718.1) のアミノ酸21-219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60462
タンパク質分子量	105kDa
配送	アイスバッグ