


Anti-Nrxn1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P58400 / Q9Ulb1

商品番号: CM0012933



前書き

WBおよびELISA用に検証された高品質な抗NRXN1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのニューレキシン-1-ベータ（シナプス形成に参与する重要なシナプス接着分子）を認識します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRXN1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	PTHSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9378
GeneID	9378
免疫原	ヒトNRXN1 (NP_001129131.1) のアミノ酸31-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P58400 / Q9ULB1
タンパク質分子量	15kDa / 46kDa / 161kDa / 164kDa / 169kDa
配送	アイスパック