

Wb、Elisa用抗Nrnxn3ポリクローナル抗体 - Q9Hdb5/Q9Y4C0

商品番号: CM0016018

前書き

ヒトNRXN3に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットに反応します。WBおよびELISAでバリデーション済み。シナプス接着および受容体調節におけるニューレキシン-3の役割の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	NRXN3ウサギpAb
備考／別名	C14orf60; NRXN3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9369
GeneID	9369
免疫原	ヒトNRXN3（NP_620426.2）のアミノ酸373～432に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HDB5/Q9Y4C0
タンパク質分子量	43kDa/47kDa/50kDa/69kDa/117kDa/153kDa/180kDa
配送	保冷バッグ