


## WbおよびElisa用抗Nsa2ウサギポリクローナル抗体 - O95478

商品番号: CM0015447



## 前書き

ヒトNSA2（TINP1/HCLG1）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとも交差反応します。リボソーム生合成研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 値                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 製品名       | NSA2 Rabbit pAb                                       |
| 備考／別名     | HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2 |
| 種         | ヒト                                                    |
| 遺伝子ID（ヒト） | 10412                                                 |
| 遺伝子ID     | 10412                                                 |
| 免疫原       | ヒトNSA2（NP_055701.1）のアミノ酸1～260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質     |
| 由来        | ウサギ                                                   |
| カテゴリー     | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途        | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性     | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS     | O95478                                                |
| タンパク質分子量  | 30kDa                                                 |
| 輸送        | 保冷バッグ                                                 |